

Anticuerpo Policlonal Anti-S100A7/Psoriasina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31151

Número de artículo: CM0022969



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la S100A7/Psoriasina humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Inmunógeno recombinante (aa 2-101), detecta una proteína de 11 kDa. Ideal para el estudio de epidermis psoriásica y carcinoma escamoso celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	S100A7/Psoriasina pAb de conejo
Observaciones/Alias	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasin
Especie	Humana
ID del Gen	6278 (Humana)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-101 de la S100A7/Psoriasina humana (NP_002954.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P31151
Peso Molecular de la Proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo