

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-S100A7/Psoriasina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31151

Número de artículo: CM0006722



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra la S100A7/Psoriasina humana (SWISS: P31151). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para investigación en psoriasis y carcinoma de células escamosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo S100A7/Psoriasina
Observaciones/Alias	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasina
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6278
ID del Gen	6278
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P31151
Peso Molecular de la Proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo