

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-S100A7/Psoriasina Para Ihc-P, Elisa - P31151

Número de artículo: CM0024150



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la S100A7/Psoriasina humana, una proteína de unión a calcio altamente regulada al alza en la epidermis psoriásica. Validado para IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. ~11 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo S100A7/Psoriasina
Observaciones/Alias	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6278
GeneID	6278
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-101 de la S100A7/Psoriasina humana (NP_002954.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31151
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo