


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-S100A8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05109

Número de artículo: CM0003026



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra S100A8 para WB, IHC-P, ELISA. Detecta S100A8 (MRP8, Calgranulina-A) humano, de ratón y rata, un mediador inflamatorio clave. Ideal para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	S100A8 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6279
ID del gen	6279
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-93 de la proteína S100A8 humana (P05109).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05109
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo