


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-S100A8 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05109

Número de artículo: CM0019461



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-S100A8 reconoce a S100A8 (calgranulina-A/MRP8) en humanos, ratones y ratas. Es adecuado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Perfecto para el estudio de procesos inflamatorios, respuesta inmune y biomarcadores de cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	S100A8 pAb de conejo
Observaciones/Alias	P8, MIF, NIF, CAGA, CFAG, CGLA, L1Ag, MRP8, CP-10, MA387, 60B8AG, S100-A8, S100A8
Especie	Humano
GenID (Humano)	6279
GenID	6279
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-93 de la proteína S100A8 humana (NP_002955.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05109
Peso molecular de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo