

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-S100A8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27005

Número de artículo: CM0022011

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra S100A8 de ratón (MRP8, calgranulina-A). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta S100A8 de ratón y rata, un mediador inflamatorio de 10 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-S100A8
Observaciones/Alias	p8; B8Ag; CFAg; Caga; MRP8; CP-10; 60B8Ag; S100A8
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	6279
ID de gen	20201
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P27005
Peso de la proteína	10 kDa
Envío	Bolsa de hielo