


Anti-S100A8 Rabbit Polymab Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05109 / P27005

Número de artículo: CM0009719



Introducción

El S100A8 Rabbit PolymAb es un anticuerpo monoclonal validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA en humano y ratón. Se dirige a S100A8, una proteína de unión al calcio implicada en la regulación de los procesos inflamatorios y la respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	S100A8 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8; B8Ag; CFAg; Caga; 60B8Ag
Especies	Humano/Ratón
GeneID (Humano)	6279
GeneID	6279/20201
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-93 de S100A8 humano/ratón (P05109/P27005).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05109/P27005
Peso molecular	10 kDa / 11 kDa
Envío	Bolsa de hielo