

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-S100A9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06702

Número de artículo: CM0030499



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra S100A9 humana (calgranulina-B, MRP14), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación sobre inflamación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	S100A9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MIF; NIF; P14; CAGB; CFAG; CGLB; L1AG; LIAG; MRP14; 60B8AG; MAC387; S100-A9; S100A9
Especie	Humano
GeneID (humano)	6280
GeneID	6280
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 20-114 de la S100A9 humana (NP_002956.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06702
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo