


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-S100B Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P04271

Número de artículo: CM0018089



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo S100B es un anticuerpo policlonal derivado de conejo, dirigido a la proteína S100B humana. Recomendado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Peso de la proteína ~11 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	S100B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6285
GeneID	6285
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de la S100B humana (NP_006263.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04271
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo