

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-S100/S100A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - P23297

Número de artículo: CM0007012



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo anti-S100/S100A1 está validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta S100A1 humano, de ratón y de rata, una proteína de unión al calcio crucial para la regulación de los cardiomiocitos y la homeostasis de Ca^{2+} .

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo S100/S100A1
Observaciones/Alias	S100; S100A; S100-alfa; S100/S100A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6271
GeneID	6271
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-94 de S100/S100A1 humano. (NP_006262.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P23297
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo