

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-S100/S100A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23297

Número de artículo: CM0016294



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra S100/S100A1 humano para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. S100A1 es una proteína cardíaca de unión al calcio que regula la homeostasis de Ca^{2+} .

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	S100/S100A1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	S100; S100A; S100-alfa; S100/S100A1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6271
ID del gen	6271
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-94 de S100/S100A1 humano (NP_006262.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P23297
Peso molecular	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo