

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-S1Pr2 Para Wb Y Elisa - O95136

Número de artículo: CM0019536



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a S1PR2 humano (O95136), validado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre señalización de S1P, GPCR y pérdida auditiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	S1PR2 Rabbit pAb
Notas / Alias	EDG5; H218; LPB2; S1P2; AGR16; EDG-5; DFN868; Gpcr13; S1PR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9294
GeneID	9294
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-353 de S1PR2 humano (NP_004221.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O95136
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo