


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-S1Pr3 Para Wb Y Elisa - Q99500

Número de artículo: CM0002339



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-S1PR3 de alta calidad validado para aplicaciones WB y ELISA. Reacciona con S1PR3 (EDG3) humano, de ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización del receptor de esfingosina-1-fosfato y procesos biológicos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	S1PR3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EDG3; LPB3; S1P3; EDG-3; C9orf47; C9orf108; bA791O21.3; S1PR3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1903
GeneID	1903
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la S1PR3 humana (Q99500).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99500
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo