


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Proteína Ribosomal S6 (Rps6) Para Wb, If/Icc, Elisa - P62753

Número de artículo: CM0002765



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-RPS6 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la proteína ribosomal eS6 de 40S de 29 kDa. Ideal para estudios de traducción y crecimiento celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Proteína Ribosomal S6 (RPS6) mAb de conejo                                                                                       |
| Observaciones/Alias | S6; eS6; Proteína Ribosomal S6 (RPS6)                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID de gen (Humano)  | 6194                                                                                                                             |
| ID de gen           | 6194                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de RPS6 humana (NP_001001.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | P62753                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 29kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |