


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Proteína Ribosomal S6 (Rps6) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62753

Número de artículo: CM0029367



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína ribosomal S6 (RPS6) humana. Apto para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta muestras humanas, de ratón y rata. Para estudios de ribosomas y crecimiento celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro             | Valor                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto   | Proteína ribosomal S6 (RPS6) pAb de conejo                                                                                        |
| Observaciones / Alias | S6; eS6; S6 Ribosomal Protein (RPS6)                                                                                              |
| Especie               | Humana                                                                                                                            |
| ID de gen (Humano)    | 6194                                                                                                                              |
| ID de gen             | 6194                                                                                                                              |
| Inmunógeno            | Péptido sintético: péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-130 de la RPS6 humana (NP_001001.2). |
| Origen                | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría             | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reactividad cruzada   | Humana, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS                 | P62753                                                                                                                            |
| Peso de proteína      | 29kDa                                                                                                                             |
| Envío                 | Bolsa de hielo                                                                                                                    |