


## Anticuerpo Policlonal Anti-Saa1 Para Wb Y Elisa - P0Dji8

Número de artículo: CM0015370



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SAA1 humano (Amiloide A sérico 1). Validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de proteínas de fase aguda y amiloidosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | SAA1 Rabbit pAb                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | SAA; PIG4; SAA2; TP53I4; SAA1                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (humano)     | 6288                                                                                                                                   |
| GeneID              | 6288                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del SAA1 humano (NP_000322.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                    |
| SWISS               | P0DJI8                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 12 kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |