

Anticuerpo Policlonal Anti-Saal1 Para Wb, Elisa - Q96Er3

Número de artículo: CM0014377

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SAAL1 humano (SPACIA1), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación sobre la proliferación de fibroblastos sinoviales y la artritis inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SAAL1 pAb de conejo
Observaciones/Alíase	SPACIA1; SAAL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	113174
GeneID	113174
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 175-474 de SAAL1 humano (NP_612430.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96ER3
Peso molecular	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo