


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sae1 Para Wb Y Elisa - Q9Ube0

Número de artículo: CM0003310



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo SAE1 validado para WB, ELISA. Dirigido a la SAE1 humana (subunidad 1 de la enzima activadora de SUMO), una enzima E1 clave en la SUMOilación, esencial para la regulación de proteínas nucleares y la progresión del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo SAE1
Observaciones/Alias	AOS1, SUA1, UBLE1A, HSPC140, SAE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10055
GeneID	10055
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la SAE1 humana (Q9UBE0).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBE0
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo