


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sae1 Para Wb, Elisa - Q9Ube0

Número de artículo: CM0030252



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la SAE1 humana (subunidad 1 de la enzima activadora de SUMO). Apto para Western blot y ELISA, detecta SAE1 humana y de ratón. Para estudios de SUMOilación y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SAE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AOS1; SUA1; UBLE1A; HSPC140; SAE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10055
GeneID	10055
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-346 de la SAE1 humana (NP_005491.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UBE0
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo