

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Safb Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15424

Número de artículo: CM0007022

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-SAFB validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Inmunógeno recombinante para la investigación de regulación de la transcripción y correpresor del receptor de estrógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SAFB Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HAP, HET, SAF-B, SAFB1, SAB-B1, SAF-B1, SAFB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6294
GeneID	6294
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 815-915 de SAFB humano (NP_002958.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15424
Peso Proteico	103kDa
Envío	Bolsa de hielo