

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Safb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14151

Número de artículo: CM0015301

Introducción

SAFB2 Rabbit pAb, un anticuerpo policlonal para WB, IHC-P y ELISA, detecta SAFB2 humano, de ratón y de rata, un factor de unión al andamiaje implicado en la represión del receptor de estrógeno y la inhibición de la proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SAFB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAFB2
Especie	Humano
GeneID (humano)	9667
GeneID	9667
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-255 de SAFB2 humano (NP_055464.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q14151
Peso de la proteína	107 kDa
Envío	Bolsa de hielo