

Anticuerpo Policlonal Anti-Sag (S-Arrestin) - P10523

Número de artículo: CM0016965

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SAG (S-arrestin) humano para Western blot (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la señalización de rodopsina y la investigación retiniana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SAG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RP47; RP96; S-AG; SAG
Especie	Humano
GeneID	6295
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-405 del SAG humano (NP_000532.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P10523
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo