

Anticuerpo Monoclonal Anti-Sall4 Para Ihc-P Y Elisa - Q9Ujq4

Número de artículo: CM0005886



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Sall4 humano para aplicaciones IHC-P y ELISA. Ideal para el mantenimiento de células madre y estudios de leucemia. Reacciona de forma cruzada con humano. ~112 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Sall4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4
Especie	Humano
GeneID (humano)	57167
Inmunógeno	Proteína recombinante de Sall4 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UJQ4
Peso Proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo