

Anticuerpo Policlonal Anti-Sall4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujq4

Número de artículo: CM0018839



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-Sall4 está dirigido contra Sall4 humano (UniProt Q9UJQ4), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata, y es compatible con la investigación de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Sall4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4
Especie	Humano
GeneID (humano)	57167
GeneID	57167
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 853-1053 de Sall4 humano (NP_065169.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UJQ4
Peso de la proteína	112 kDa
Envío	Bolsa de hielo