

Anticuerpo Monoclonal Anti-Samhd1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3Z3

Número de artículo: CM0006074



Introducción

mAb de conejo contra SAMHD1 validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas. Se dirige a la trifosfohidrolasa de trifosfato de desoxinucleósidos, implicada en la defensa antiviral y la reparación del ADN; adecuado para investigaciones en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra SAMHD1
Observaciones/alias	DCIP; CHBL2; HDDC1; MOP-5; SBB188; hSAMHD1; SAMHD1
Especie	Humana
ID del gen	25939
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 527-626 de SAMHD1 humano (NP_056289.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9Y3Z3
Peso molecular	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo