


Anticuerpo Monoclonal Anti-Samm50 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y512

Número de artículo: CM0004966



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra SAMM50 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación mitocondrial y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo SAMM50
Observaciones/Alias	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W; SAMM50
Especie	Humano
GeneID	25813
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de SAMM50 humano (Q9Y512).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y512
Peso proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo