

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sap130 Para Wb, Elisa - Q9H0E3

Número de artículo: CM0017889

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SAP130 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar la represión transcripcional y la función del complejo mSin3A.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SAP130 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SAP130
Especie	Humano
ID del gen (humano)	79595
ID del gen	79595
Inmunógeno	Proteína recombinante/proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 819-1048 de SAP130 humano (NP_078821.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9H0E3
Peso de la proteína	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo