


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sar1B Para Wb, Elisa - Q9Y6B6

Número de artículo: CM0030917



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SAR1B humano (SWISS: Q9Y6B6). Validado para WB y ELISA. Se dirige a la pequeña GTPasa del recubrimiento COPII involucrada en el transporte de RE a Golgi y el tráfico de lipoproteínas. Ideal para aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SAR1B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ANDD; CMRD; GTBPB; SARA2; SAR1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51128
GeneID	51128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-198 de SAR1B humano (NP_057187.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6B6
Peso Molecular de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo