


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sara/Zfyve9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95405

Número de artículo: CM0003962



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la proteína humana SARA (ZFYVE9), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía de señalización de TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SARA
Observaciones/Alias	NSP; SARA; MADHIP; SMADIP; PPP1R173
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9372
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la proteína SARA humana (O95405)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95405
Peso Molecular de la Proteína	156kDa
Envío	Bolsa de hielo