

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sarcospan (Sspn) Para Wb - Q14714

Número de artículo: CM0013698

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la sarcospan (SSPN) humana, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del complejo distrofina-glucoproteína y la biología muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-SSPN
Observaciones/Alias	KRAG; NSPN; SPN1; SPN2; DAGA5; SSPN
Especie	Humana
GeneID	8082
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-60 de la SSPN humana (NP_005077.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q14714
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo