

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sardh Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI12

Número de artículo: CM0028925

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la SARDH humana (sarcosina deshidrogenasa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo mitocondrial de la colina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-SARDH
Observaciones/Alias	SAR; SDH; SARD; BPR-2; DMGDHL1; SARDH
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1757
ID del Gen	1757
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-560 de la SARDH humana (NP_009032.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UL12
Peso Proteico	101kDa
Envío	Bolsa de hielo