

Anticuerpo Monoclonal Anti-Sarm1 Para Wb Y Elisa - Q6Pds3

Número de artículo: CM0007083

Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido contra Sarm1, validado para WB y ELISA. Detecta Sarm1 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de degeneración axonal e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de ratón contra Sarm1
Observaciones/Alias	Sarm; MyD885; A830091I15Rik; Sarm1
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	23098
ID del gen	237868
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Sarm1 de ratón (NP_766383.2).
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q6PDS3
Peso de la proteína	79 kDa
Envío	Bolsa de hielo