


Anticuerpo Policlonal Anti-Sarm1 Para Wb, Ip, Elisa - Q6Szw1

Número de artículo: CM0022419



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-SARM1 de conejo de alta calidad para Western blot, IP y ELISA. Detecta SARM1 humano, una hidrolasa de NAD⁺ clave en la muerte axonal programada y la señalización inmunitaria innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SARM1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SARM; HsTIR; SAMD2; hSARM1; MyD88-5; SARM1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	23098
ID del gen	23098
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 625-724 de SARM1 humano (NP_055892.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6SZW1
Peso de la proteína	79 kDa
Envío	Bolsa de hielo