

Anticuerpo Monoclonal Anti-Sars-Cov-2 3CLpro Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Número de artículo: CM0004555



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SARS-CoV-2 3CLpro validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce la proteína 3CLpro del SARS-CoV-2. Inmunógeno recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-306 de 3CLpro. Ideal para la investigación del COVID-19.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SARS-CoV-2 3CLpro Rabbit mAb
ID de gen	43740578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-306 de la 3CLpro del coronavirus SARS-CoV-2 (YP_009725295.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo