


Anticuerpo Monoclonal Contra La Proteína N Del Sars-Cov-2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P59595

Número de artículo: CM0002945



Introducción

AcM monoclonal de ratón contra la proteína N del SARS-CoV-2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce la nucleoproteína del SARS-CoV-2 con reactividad cruzada con el SARS-CoV. Adecuado para investigación en virología, diagnósticos y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM de ratón contra la proteína N del SARS-CoV-2
Observaciones/Alias	Nucleoproteína; NP; Proteína N del SARS-CoV-2
Especie	coronavirus
ID genético (Humano)	SARS-CoV-2
ID genético	43740575
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-420 de la nucleoproteína del coronavirus (P0DTC9)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Peso de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo