


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Proteína N Sars-Cov-2 Para Wb, Elisa - P59595

Número de artículo: CM0020939



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la nucleoproteína SARS-CoV-2 (proteína N). Validado para WB y ELISA. Detecta una proteína de ~46 kDa. Adecuado para investigación sobre ensamblaje viral, interacción con el huésped y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	SARS-CoV-2 Proteína N pAb de Conejo
ID de Gen	1489678
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la proteína N del coronavirus (NP_828858.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo