


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sars-Cov-2 Nsp12 Para Wb, Elisa - P0Dtd1

Número de artículo: CM0020123



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la NSP12 (ARN polimerasa) del SARS-CoV-2 para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce el SARS-CoV-2; útil para estudiar la replicación viral y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SARS-CoV-2 NSP12
GeneID	43740578
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la NSP12 del coronavirus (YP_009725307.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd1
Peso Proteico	794kDa
Envío	Bolsa de hielo