


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sars-Cov-2 Nsp13 Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtd1

Número de artículo: CM0022063



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la helicasa SARS-CoV-2 NSP13, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con SARS-CoV-2. Ideal para estudios de replicación viral e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SARS-CoV-2 NSP13 Rabbit pAb
Especie	
GeneID	43740578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-601 de la NSP13 del coronavirus (YP_009725308.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd1
Peso Proteico	794kDa
Envío	Bolsa de hielo