


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sars-Cov-2 Nsp15 Para Wb, Elisa - P0Dtd1

Número de artículo: CM0024312



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la endorribonucleasa NSP15 del SARS-CoV-2, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta la NSP15 viral involucrada en la replicación del ARN y la evasión inmune. Ideal para la investigación del COVID-19.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra SARS-CoV-2 NSP15
ID del Gen	43740578
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 6600-6700 de la NSP15 del coronavirus (YP_009724389.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd1
Peso Molecular de la Proteína	794 kDa
Envío	Bolsa de hielo