


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sars-Cov-2 Nsp16 Para Wb, Elisa - P0Dtd1

Número de artículo: CM0019413



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la NSP16 del SARS-CoV-2 (2'-O-metiltransferasa) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Herramienta esencial para estudiar la replicación del coronavirus y los mecanismos de evasión inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SARS-CoV-2 NSP16 Rabbit pAb
ID de Gen	43740578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 236-290 de la NSP16 del coronavirus (YP_009725302.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso Proteico	794kDa
Envío	Bolsa de hielo