


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nsp2 De Sars-Cov-2 Para Wb Y Elisa - P0Dtd1

Número de artículo: CM0024677



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína no estructural 2 (NSP2) del SARS-CoV-2. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Utilizado en investigación sobre replicación viral, inhibición de la traducción del huésped y evasión de la inmunidad innata. UniProt: P0DTD1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NSP2 de SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 150-250 de la NSP2 del coronavirus (YP_00742609.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso de la proteína	794 kDa
Envío	Bolsa de hielo