


Anticuerpo Policlonal Anti-Sars-Cov-2 Nsp3 Para Wb, Elisa - P0Dtd1

Número de artículo: CM0020741



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SARS-CoV-2 NSP3 validado para WB y ELISA. Se dirige a la región NSP3 de la poliproteína 1ab replicasa del SARS-CoV-2 (UniProt P0DTD1). Ideal para estudios de replicación viral e interacción con el huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SARS-CoV-2 NSP3 pAb de Conejo
GeneID	43740578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la NSP3 del coronavirus (YP_009725299.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso Proteico	794kDa
Envío	Bolsa de hielo