

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nsp7 De Sars-Cov-2 Para Wb, Elisa - P0Dtc2

Número de artículo: CM0021254



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína NSP7 del SARS-CoV-2. Validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con humanos. Adecuado para la investigación del COVID-19 y el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NSP7 de SARS-CoV-2
ID del gen	43740578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-83 de la NSP7 del coronavirus (YP_009742614.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P0DTC2
Peso de la proteína	141 kDa
Envío	Bolsa de hielo