

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nucleoproteína Sars-Cov-2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc9

Número de artículo: CM0003772



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la nucleoproteína (proteína N) del SARS-CoV-2, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para la investigación del COVID-19, el desarrollo de ensayos de diagnóstico y estudios de vacunas. Número de acceso del objetivo: P0DTC9.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de Conejo anti-Nucleoproteína SARS-CoV-2
Observaciones/Alias	N; Nucleoproteína; NC; Nucleoproteína SARS-CoV-2
Especie	Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (2019-nCoV) (SARS-CoV-2)
GeneID	43740575
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC9
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo