


## Anticuerpo Policlonal Anti-Orf7A De Sars-Cov-2 Para Wb Y Elisa - P0Dtc7

Número de artículo: CM0021405



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ORF7a de SARS-CoV-2, validado para WB y ELISA. Reconoce ORF7a (P0DTC7), una inmunoevasina viral que inhibe las respuestas inmunitarias del huésped al antagonizar la tetherina y reducir la expresión de MHC-I. Ideal para la investigación de la COVID-19.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo contra ORF7a de SARS-CoV-2                                                                                                      |
| Especie             | SARS-CoV-2                                                                                                                                    |
| ID del gen          | 43740573                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-98 de ORF7a del coronavirus (YP_009724395.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                      |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | SARS-CoV-2                                                                                                                                    |
| SWISS               | P0DTC7                                                                                                                                        |
| Peso molecular      | 14 kDa                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                |