

Anticuerpo Policlonal Anti-Sars-Cov-2 Spike Ecd Para Wb, Elisa - P0Dtc2

Número de artículo: CM0021544



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SARS-CoV-2 Spike ECD validado para Western blot y ELISA. Reconoce el dominio extracelular de la glicoproteína de espiga, esencial para la investigación de entrada viral y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SARS-CoV-2 Spike ECD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	glicoproteína de espiga; SARS-CoV-2 Spike ECD
GeneID	43740568
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 11-1208 del Spike ECD del coronavirus (YP_009724390.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo