

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spike Sars-Cov-2 Para Wb - P0Dtc2

Número de artículo: CM0020686



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la glucoproteína Spike (S) del SARS-CoV-2. Validado para WB, DB, IF/ICC, IP y ELISA. Específico para el Spike del SARS-CoV-2. Adecuado para investigaciones sobre entrada viral, fusión y evasión inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Spike SARS-CoV-2
Observaciones/Alias	glucoproteína spike; Spike SARS-CoV-2
GeneID	43740568
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de la proteína Spike del coronavirus (YP_009724390.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo