

Anticuerpo Policlonal Anti-Dominio De Unión Al Receptor (Rbd) De La Proteína Spike Del Sars-Cov-2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P0Dtc2

Número de artículo: CM0023226



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce el dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína de la espícula (spike) del SARS-CoV-2 (P0DTC2). Validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA; reacciona con SARS-CoV-2. Ideal para estudios de entrada viral y neutralización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-RBD de la proteína Spike del SARS-CoV-2
Observaciones/Alías	glicoproteína de la espícula; RBD de la proteína Spike del SARS-CoV-2
ID del Gen	43740568
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 332-550 del RBD de la proteína Spike del coronavirus (YP_009724390.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Molecular de la Proteína	141kDa
Envío	Bolsa de hielo