

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Spike S1 Del Sars-Cov-2 Para Wb Y Elisa - P59594

Número de artículo: CM0021770



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la proteína Spike S1 (E2) del SARS-CoV-2, apto para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con el SARS-CoV. La proteína diana tiene un peso de 139 kDa; número de acceso UniProt: P59594.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Spike S1 del SARS-CoV-2
Notas/Alias	E2; SARS-CoV-2 Spike S1
ID del Gen	1489668
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la Spike S1 de coronavirus (NP_828851.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV
SWISS	P59594
Peso de la Proteína	139kDa
Envío	Bolsa de hielo