

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spike S1 Del Sars-Cov-2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P0Dtc2

Número de artículo: CM0021196



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la subunidad Spike S1 del SARS-CoV-2 (UniProt P0DTC2), validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Ideal para estudios de entrada viral e interacción con el huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-Spike S1 del SARS-CoV-2
Observaciones/Alias	glicoproteína de espiga; Spike S1 del SARS-CoV-2
ID de Gen	43740568
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 11-682 de la Spike S1 del coronavirus (YP_009724390.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Molecular de la Proteína	141kDa
Envío	Bolsa de hielo